

# ACCENT<sup>mini</sup>

Accent Mini es un tubo bucal asequible de bajo perfil, fácil de colocar y que se instala firmemente en los primeros y segundos molares proporcionándole un notable confort al paciente. Con características mejoradas tales como un gancho en "J" plegable, abertura de la ranura mesial curva y extensión distal, Accent Mini ayuda a los facultativos para ofrecer una gestión clínica mejor mientras usa su mecánica de tratamiento preferida.

Tubo del 2º Molar Superior



- Diseño contorneado y de bajo perfil para una colocación precisa con menor interferencia de oclusión y mayor confort de paciente
- Una sola pieza con base grabada con láser patentada para lograr óptima confiabilidad y fuerza de unión
- Escala milimétrica para una colocación de soportes exacta y con terminación precisa
- Abertura de la ranura mesial curva para facilitar el cambio de alambres
- Gancho en "J" plegable para una mayor retención elástica y confort del paciente
- Surco escalado a lo largo del M-D para lograr carga adhesiva y ajuste de angulación fáciles
- Disponible en la prescripción del Sistema Damon®
- Prescripciones MBT\* y Roth en desarrollo

\* MBT prescription does not imply endorsement by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Tubo del 2º Molar Inferior



Damon® Rx	Torque	Angulación	Offset Distal	Números de Parte	
<b>Superior</b>				<b>.022L</b>	<b>.022R</b>
Primer Molar	-18	0	12	513-0163	513-0162
Segundo Molar	-27	0	+6	513-0171	513-0170
<b>Inferior</b>				<b>.022L</b>	<b>.022R</b>
Primer Molar	-28	2	2	513-0165	513-0164
Segundo Molar	-10	0	+5	513-0173	513-0172



Tubo del 1° Molar Inferior

MBT Rx*	Torque	Angulación	Offset Distal	Números de Parte			
<b>Superior</b>				<b>.018L</b>	<b>.018R</b>	<b>.022L</b>	<b>.022R</b>
Primer Molar	-14	0	10	137-0365	137-0364	138-0365	138-0364
Segundo Molar	-14	0	10	137-0375	137-0374	138-0375	138-0374
<b>Inferior</b>				<b>.018L</b>	<b>.018R</b>	<b>.022L</b>	<b>.022R</b>
Primer Molar	-20	0	0	137-0367	137-0366	138-0367	138-0366
Segundo Molar	-10	0	5	137-0377	137-0376	138-0377	138-0376

Roth Rx*	Torque	Angulación	Offset Distal	Números de Parte			
<b>Superior</b>				<b>.018L</b>	<b>.018R</b>	<b>.022L</b>	<b>.022R</b>
Primer Molar	-14	0	10	137-0361	137-0360	138-0361	138-0360
Segundo Molar	-14	0	10	137-0371	137-0370	138-0371	138-0370
<b>Inferior</b>				<b>.018L</b>	<b>.018R</b>	<b>.022L</b>	<b>.022R</b>
Primer Molar	-30	0	0	137-0363	137-0362	138-0363	138-0362
Segundo Molar	-30	0	0	137-0373	137-0372	138-0373	138-0372

\* Under development



Tubo del 1° Molar Superior