


# Diseño con Ingeniería de Precisión

La culminación de décadas de investigación e innovación.

Insignia utiliza un escaneo de alta resolución de una impresión de polivinil-siloxano para crear un modelo virtual 3-D muy preciso de la anatomía dental del paciente. El software insignia utiliza más de 40.000 puntos de datos por diente, y mediante algoritmos singulares define, coordina y diseña las arcadas del paciente para conseguir la mejor oclusión posible.

Con Insignia tendrá total control de cada caso. El software Insignia Approver le permite ver los dientes y el setup en gran detalle – gracias a las múltiples vistas y rotaciones podrá perfeccionar cada caso y hacer ajustes cosméticos para obtener una sonrisa verdaderamente singular.



Cada caso Insignia incluye un juego de brackets a la medida y arcos que son fabricados cuando apruebe usted su oclusión deseada.

Los arcos son fabricados para que se adapten a la forma esquelética de la arcada inferior y a la dentición de ambas arcadas. La alta calidad del meticuloso proceso de fabricación de Ormco garantiza que usted reciba los mejores aparatos individualizados con las proporciones exactas de cada paciente.

Las guías de colocación precisa que vienen con insignia le ayudarán a colocar los brackets en la posición exacta que indicó en el plan de tratamiento de Insignia Approver. Al eliminarse prácticamente los reposicionamientos de brackets y otros procedimientos de acabado, los casos progresan con mayor precisión, lo que resulta en una mayor eficiencia de su clínica.

Insignia es un verdadero factor de diferenciación de su clínica, al ofrecer la solución más individualizada con ingeniería avanzada de calidad desde el principio hasta el final.

*“Los dentistas generalistas que me remiten a sus pacientes están entusiasmados e intrigados con la tecnología que permite tratar a los pacientes en poco tiempo. Nunca querría volver a practicar la ortodoncia como hacía antes de emplear Insignia, ni lo querrían mis auxiliares ni mis pacientes.”*

— Bryan Nelson, DDS, MS

*“Insignia offers me the ability to visualize the final outcome and enhance my diagnostic and treatment-planning abilities. Starting with the end in mind, patient-specific appliance design and placement enhances my efficiency and effectiveness.”*

— J. Robert Smith, DDS, MS



 **INSIGNIA**  
ADVANCED SMILE DESIGN™

Visite [www.ormcoeurope.com](http://www.ormcoeurope.com) y vea una gran cantidad de material de información y apoyo de Insignia. Le invitamos a los seminarios online, cursos CEU (unidades de formación continua) y formación en “fases” adecuados a sus necesidades concretas de la forma más conveniente, tanto si es usted nuevo en Insignia como si desea recibir formación de refresco para ponerse al día en las nuevas prestaciones.

## Ormco™

**Ormco Europe BV**  
Basicweg 20, 3821 BR Amersfoort, Los Países Bajos  
Número gratuito España Tel.: 900 983 191 - Fax: 900 983 187  
[www.ormcoeurope.com](http://www.ormcoeurope.com) - [customerservice@ormcoeurope.com](mailto:customerservice@ormcoeurope.com)  
© 2010 Ormco Corporation

[www.insigniasmile.com](http://www.insigniasmile.com)



Plan de tratamiento 3-D  
Aparatos diseñados a la medida  
Resultados de Precisión

 **INSIGNIA**  
ADVANCED SMILE DESIGN™

**Insignia** - tratamiento digital integral que incorpora su habilidad artística.

Con cada caso que comience le llegarán unos aparatos individualizados para reducir las variables de la eficacia del tratamiento. A cambio qué obtendrá? Un tratamiento confortable con resultados precisos, predecibles, a menudo en menos tiempo del esperado. Insignia puede hacer que los casos difíciles resulten más manejables, y que los casos rutinarios tengan unos resultados excepcionales.

- Software cómodo de usar para realizar el plan de tratamiento y visualizar el resultado final
- Aparatos hechos a la medida para reducir los ajustes de mitad del tratamiento y conseguir unos acabados predecibles y de gran precisión
- Los procedimientos que más tiempo de dedicación requieren (como el cementado de los brackets) pueden ser realizados por las auxiliares para que usted se centre en el diagnóstico y el plan de tratamiento
- No hay que invertir en costes de arranque, ni licencias ni inventarios
- Antes de iniciar el tratamiento podrá ver el diseño de la sonrisa final –una herramienta de consulta excelente



Duración del tratamiento - 9.5 meses, 7 citas\*



Duración del Tratamiento - 10.5 meses, 7 citas\*



Duración del Tratamiento - 12.5 meses, 8 citas\*

*“Insignia funciona en tándem con mi experiencia como clínico para obtener los mejores resultados posibles con mi tratamiento. En todos mis casos sé cuál será el resultado exacto de cada paciente antes de cementarle los brackets.”*

— Jeff Kozlowski DDS, MS

*“Brackets ideales, arcos ideales, colocación ideal si busca mejorar la calidad del tratamiento y la eficiencia de la consulta, ¿es fácil ver por qué Insignia tiene todo el sentido!”*

— Stephen Tracey, DDS, MS

## Aparatos Diseñados a la Medida

Podrá combinar Insignia con diversos aparatos para adecuarse a sus preferencias específicas de tratamiento, cada uno fabricado exactamente con la prescripción que diseñe y apruebe usted. Con cada caso Insignia que inicie vienen incluidos unos brackets y arcos así como las guías de colocación de brackets que le ayudarán a posicionar perfectamente los brackets en cada cita de cementado.



Auto-Ligado  
• Metal  
• Cerámicos



Gemelos Tradicionales  
• Metal  
• Cerámicos



Arcos  
• Ni-Ti • Cobre Ni-Ti  
• TMA • Acero Inoxidable  
Todos los arcos se comercializan en diferentes dimensiones y torques

## Materiales de Marketing para la Consulta

Es más fácil que nunca empezar a vender Insignia a sus pacientes. Pronto habrá más materiales!



Folletos para Pacientes  
762-6088



Poster, Mujer  
070-5575



Poster, Pareja  
070-5578