



Opciones disponibles para responder a las necesidades de su paciente y de su consulta

Kit del paciente - Ormco

Si busca la comodidad de una aplicación inmediata con el máximo valor estético, el Kit del paciente que ofrece Ormco contiene los componentes necesarios para iniciar un tratamiento simultáneo.

Contenidos del Kit del paciente

Cilindro extensible	20	Espaciadores 2 mm	80
Tornillos	40	Extensores	20
Fundas superiores	20	Llave inglesa grande	2
Fundas inferiores	20	Llave inglesa pequeña	3
Espaciadores 1 mm	40		

Aplicaciones personalizadas - AOA

AdvanSync 2 se puede personalizar de varios modos para controlar la activación inicial y responder a las necesidades de pacientes con dentición mixta o pacientes con molares inclinados/rotados, por nombrar solo algunos. Existe una gran diversidad de opciones y todos los dispositivos se construyen siguiendo exactamente sus instrucciones y con la máxima calidad. Personalice su producto en línea mediante AOAccess: ¡haga un pedido de un modo fácil y sin complicaciones 24 horas al día!

Asistencia posventas fiable

AdvanSync 2 ofrece varias posibilidades formativas. Podrá encontrar cursos en línea (en directo o a demanda) en ormcolearning.com. Además, ofrecemos cursos en sus instalaciones todo el año con los dres. **Terry y Bill Dischinger**. Si quiere consultar el programa y la agenda de los cursos, visite ormco.com.



Corrección de Clase II en el tiempo de Clase I

AdvanSync™2
CLASS II MOLAR-TO-MOLAR

Para obtener más información acerca de AdvanSync 2, póngase en contacto con su representante de Ormco y/o AOA Lab

AdvanSync™2
CLASS II MOLAR-TO-MOLAR

Ormco™

Ormco Europe B.V.
Basicweg 20, 3821 BR
Amersfoort,
The Netherlands
www.ormcoeurope.com

Sincronización del avance mandibular con el tratamiento ortodóntico

Uno de los desafíos más comunes (y desalentadores) para los ortodontistas es corregir las maloclusiones esqueléticas de Clase II. Las máscaras, las gomas y muchos otros dispositivos tratan los casos de Clase II, pero la mayoría no corrigen las maloclusiones al tiempo que avanzan la mandíbula. Las mejoras en diseño que hemos incorporado a AdvanSync™ 2 ascenderán su corrección de Clase II a un nuevo nivel de calidad, comodidad y eficiencia.

La aplicación de AdvanSync 2 en pacientes es simple y puede realizarse el mismo día que se conectan los dispositivos ortodónticos 5-5. AdvanSync 2, diseñado trabajando conjuntamente con ortodontistas líderes en corrección de Clase II, ha sido creado para responder a las expectativas de su paciente y al mismo tiempo conseguir los resultados que requiere su plan de tratamiento.

Tratamiento de Clase II en el tiempo de Clase I

- Se coloca al mismo tiempo que la fijación inicial, con lo que se elimina la necesidad de dividir el tratamiento en dos fases
- Proporciona una activación constante y elimina la necesidad de que el paciente cumpla determinados requisitos
- Mejora inmediatamente la posición de la mandíbula

Diseño para una corrección eficiente

- Encaje de Spirallock reforzado que optimiza al máximo el encaje de los tornillos
- Avanzado moldeado por inyección de metal que da lugar a una aplicación resistente y muy duradera
- Alojamiento superior e inferior de tornillos que ofrece un tratamiento más versátil de principio a fin
- Proceso de fabricación con electropulido que da lugar a una operación más suave



Obtenga los mejores resultados en sus casos de Clase II


Características	AdvanSync™ 2	Forsus™ *	MiniScope® *	Flip-Lock® *
Perfil discreto	Sí	No	Según la talla elegida	No
Tratamiento simultáneo a la ortodoncia?	Sí	No desde el principio, sino más adelante en el tratamiento	Sí, con limitaciones	Sí, con limitaciones
Instalación en reducción?	Sí	Sí	No	No
Potencial de desligue?	No	No	No	Sí
Precio	€150,21 +	€142,31 - €173,93	€158,12 +	€158,12 +
Hay kit disponible para consulta?	Sí	Sí	No	No

Cómodo y fácil de usar

- Médicos y personal pueden obtener resultados rápidamente
- Ofrece libertad de movimientos mesiales a las fundas molares.
- Activación incorporada – no requiere cambiar los brazos para la activación definitiva

Más comodidad y satisfacción para el cliente

- Los brazos son un 50% más cortos que los de las aplicaciones Herbst tradicionales, con lo que se reducen la incomodidad y las molestias en las mejillas
- Se sitúa más atrás en el interior de la boca que otras aplicaciones Herbst, logrando un aspecto más discreto
- Facilita un mejor movimiento lateral de la mandíbula
- No modifica el habla, al contrario que los aparatos extraíbles
- Diseño mejorado que facilita un incremento de la higiene



El paciente que aparece sobre estas líneas lleva AdvanSync 2 a la izquierda y MiniScope® a la derecha. La discreción del AdvanSync 2 permite al paciente llevarlo cómodamente y mejora su aceptación del tratamiento.

Los brazos de AdvanSync miden la mitad que los de las aplicaciones Herbst* tradicionales, con lo que se consigue más comodidad para el paciente. Además, AdvanSync se coloca más atrás en el interior de la boca y casi ni se nota.

AdvanSync™ 2
CLASS II MOLAR-TO-MOLAR

* Forsus es una marca registrada de 3M Unitek, Herbst es una marca registrada de Dentaaurum Inc., MiniScope es una marca registrada de Specialty Appliances, Flip-Lock es una marca registrada de TP Orthodontics Inc.