

Ormco

symetri[™]
CLEAR


Resistencia refinada | Estética avanzada | Fácil descementado





Bracket de estética avanzada

Symetri Clear™ es un bracket de estética avanzada diseñado para proporcionar una resistencia refinada, comodidad para el paciente y un descementado fácil y seguro sin fracturarse



[†]Datos de archivo.



La experiencia del descementado

El diseño de la base y el alicate de descementado patentados de Symetri Clear™ permiten un descementado seguro, fácil y no destructivo del bracket. El bracket se desprende del diente en una sola pieza y con una fuerza mínima.

La superficie de la base está diseñada de tal manera que el bracket se desprende del esmalte con una fuerza mínima y en una sola pieza sin fracturarse^{††}




La superficie de la base grabada con láser está controlada con precisión para proporcionar constancia y fiabilidad durante el cementado

Base anatómica con contorno compuesto diseñado para ajustarse a cada diente

[†]Utilizando el instrumento de descementado Symetri Clear
^{††}Datos de archivo.

Diseñado para Pacientes y Ortodoncistas.

Symetri Clear™ es una opción totalmente estética para el paciente, con unas características deseables que satisfacen las necesidades clínicas. Sus superficies lisas y bajo perfil están diseñados para minimizar las interferencias oclusales, lo que permite el cementado completo de las arcadas superior e inferior.




- Ranura biselada para una fácil inserción del arco.
- Los bordes redondeados de la ranura minimizan la formación de muescas y facilitan un mejor deslizamiento.
- El contorno y la forma redondeados de las aletas se traducen en unas superficies más lisas, lo que aumenta la comodidad del paciente
- El bajo perfil del bracket reduce la probabilidad de entrar en contacto con el esmalte opuesto.
- Bajo perfil para proporcionar estética y minimizar la interferencia oclusal.



Dimensiones In/Out optimizadas de forma única

Solo patentado porOrmco, Symetri Clear está disponible con dimensiones estándar de in/out en los laterales maxilares. Estas dimensiones in/out están diseñadas para alinear los bordes incisales de los centrales, laterales y caninos que puede resultar en menos dobleces de arcos y mejora en finalización de los casos.**



** Datos de archivo simulados por ordenador



diente	torque	ang	rot	tipo bracket	núm. de piezas			
MAXILAR					.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
Central	+17°	4°	0°	twin	418-1111	418-1110	419-1111	419-1110
Lateral	+10°	8°	0°	twin	418-1211	418-1210	419-1211	419-1210
Lateral - in/out reducido opcional	+10°	8°	0°	twin	418-1213	418-1212	419-1213	419-1212
Canino	0°	8°	0°	twin	418-1311	418-1310	419-1311	419-1310
Canino - Gancho	0°	8°	0°	twin	418-2311	418-2310	419-2311	419-2310
Premolar	-7°	0°	0°	twin	418-1510		419-1510	
Premolar - Gancho	-7°	0°	0°	twin	418-2511	418-2510	419-2511	419-2510
MANDIBULAR					.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
Anterior	-6°	0°	0°	twin	418-1010		419-1010	
Canino	0°	3°	2°	twin	418-1411	418-1410	419-1411	419-1410
Canino - Gancho	0°	3°	2°	twin	418-2411	418-2410	419-2411	419-2410
1r Premolar	-12°	0°	0°	twin	418-1610		419-1610	
1r Premolar - Gancho	-12°	2°	0°	twin	418-2611	418-2610	419-2611	419-2610
2° Premolar	-17°	0°	0°	twin	418-1710		419-1710	
2° Premolar - Gancho	-17°	2°	0°	twin	418-2711	418-2710	419-2711	419-2710

Kits individuales de pacientes		.018	.022
Symetri Clear™ superior/inferior 5-5 con ganchos 3-4-5		746-2101	746-2201
Symetri Clear™ superior/inferior 3-3 con ganchos en 3		746-2102	746-2202
Symetri Clear™ superior 3-3 con ganchos en 3		746-2103	746-2203
Symetri Clear™ superior 5-5 con ganchos en 3		746-2105	746-2205
Symetri Clear™ superior 5-5 con ganchos 3-4-5		746-2106	746-2206

Instrumento de descementado Symetri Clear™	866-4025
Tipodonto de Symetri Clear™	717-0021



Póngase en contacto con su representante de Ormco llamando al 900 983 191 o visite ormco.es/symetri para más información



Póngase en contacto con su representante de Ormco llamando al 900 983 191
Visite ormco.es/symetri para más información.

Twins | Digital | Auxiliares | Desarrollo de la clínica | Educación
Autoligado | Alineadores | Tubos/Bandas | Arcos | Productos de laboratorio

© 2019 Ormco Corporation

Ormco

ORMCO BV
Basicweg 20, 3821 BR Amersfoort
Países Bajos
ormco.es

762-6653