



Fotografías de pacientes Damon™

PARA TODO TIPO DE TRATAMIENTOS

**Lanzamiento de la 8ª generación
de brackets del Sistema Damon™,**
inspirado en ortodoncistas de
todo el mundo.



DAMON™ 

FIABLE. VERSÁTIL. CÓMODO.

El nuevo Damon™ Q2, que representa más de 20 años de innovación e inspiración de ortodoncistas de todo el mundo, es la 8ª generación de brackets del mundialmente conocido Sistema Damon™ - una combinación probada de brackets de autoligado pasivo, secuencias de arcos de fuerzas ligeras y protocolos de tratamiento recomendados empleada para acabar con éxito millones de casos.



Damon™ SL
1996



Damon™ 2
2001



Damon™ 3
2004



Damon™ 3MX
2005



El Damon™ Q2 combina las sólidas características del bracket Damon™ con las ventajas que supone tener un amplio espacio bajo las aletas y un mayor control rotacional, con la versatilidad necesaria para tratar con eficiencia TODOS sus casos con una mecánica simplificada.



Damon™ Q
2008



Damon™ Clear
2009



Damon™ Clear2
2014



Damon™ Q2
2017



PARA TODO TIPO DE TRATAMIENTOS

FIABLE. FÁCIL DE USAR.

El instrumento **SpinTek™** utiliza fuerzas recíprocas durante la apertura, lo que facilita los ajustes y cambios de arco de manera fiable durante todo el tratamiento.



FÁCIL DE ABRIR

Para abrir la tapa, una simple rotación del instrumento de apertura SpinTek dispersa las fuerzas recíprocas de baja intensidad en direcciones opuestas.



FÁCIL DE CERRAR

Cuando la tapa está bien cerrada lo notará al tacto.



Base romboidal y nueva línea media vertical, para facilitar la colocación de los brackets.

VERSÁTIL. CÓMODO DE USAR.



Amplio espacio bajo las aletas para colocar cadenas, elásticos, ligaduras metálicas y demás auxiliares, permitiendo un tratamiento versátil.



Bracket de tamaño y perfil reducido, con bordes lisos y redondeados, para mayor estética y comodidad para el paciente.



Comodidad de uso de **ganchos removibles*** y **ganchos permanentes** opcionales, de diseño duradero para los elásticos y auxiliares de Ormco.

Comparación entre
Damon™ Q y
Damon™ Q2



Damon™ Q
Brackets de
torque estándar
3 y 4 superiores



Damon™ Q2
Brackets de
torque estándar
3 y 4 superiores

* Los actuales ganchos removibles Damon Q (242-0114) son compatibles con los brackets Damon Q2.

EFICIENTE. PREDECIBLE.

Cuatro paredes sólidas con ranura de precisión refinada para más del **doblo de control rotacional***, para un tratamiento eficiente y un acabado predecible.




Nueva prescripción† de torque estándar en los brackets de los centrales y laterales superiores, para un acabado predecible.

** El control rotacional de los brackets del 3 al 3 superior es más del doble que en los brackets originales DQ.

† Torque estándar/bajo (-6/+4/0) prescripción Damon™ 3MX.

FIABLE. DURADERO.

Base del bracket con reticulado de calibre 80 para una adhesión sólida durante todo el tratamiento y una experiencia predecible en el descementado.



Brackets fabricados mediante moldeo por inyección de acero 17-4, para una resistencia y durabilidad excepcionales durante el tratamiento.



COMPLETO. FLEXIBLE.

Dispone de una amplia gama de arcos, auxiliares, facilidad de cementado que le ayudan en el **protocolo de tratamiento** Damon™ System y su **mecánica de elección**.

Brackets Damon™ Q2 y Tubos Molares

MAXILAR		tipo	torq.	ang.	rot.	.022L	.022R
*	Central	Low	+2°	+5°	0°	491-8863	491-8862
	Central	Std.	+12°	+5°	0°	491-8861	491-8860
*	Central	High	+22°	+5°	0°	491-8867	491-8866
*	Lateral	Low	-5°	+9°	0°	491-8873	491-8872
	Lateral	Std.	+8°	+9°	0°	491-8871	491-8870
*	Lateral	High	+13°	+9°	0°	491-8875	491-8874
*	Canino	Low	-9°	+5°	0°	491-8883	491-8882
*	Canino con gancho	Low	-9°	+5°	0°	491-9883	491-9882
	Canino	Std.	+7°	+5°	0°	491-8881	491-8880
	Canino con gancho	Std.	+7°	+5°	0°	491-9881	491-9880
*	Canino	High	+11°	+5°	0°	491-8885	491-8884
*	Canino con gancho	High	+11°	+5°	0°	491-9885	491-9884
	Premolar		-11°	+2°	0°	491-8891	491-8890
*	Premolar - G/O		-11°	+2°	0°	491-8991	491-8990
	Premolar con gancho		-11°	+2°	0°	491-9891	491-9890
*	Premolar con gancho - G/O		-11°	+2°	0°	491-9991	491-9990
*	Premolar - Soldable		-11°	+2°	0°	161-8891	161-8890
MANDIBULAR		tipo	torq.	ang.	rot.	.022L	.022R
*	Central	Low	-11°	+2°	0°	491-8815	491-8814
*	Central	Std/Low	-6°	+2°	0°	491-8817	491-8816
	Central	Std.	-3°	+2°	0°	491-8811	491-8810
*	Lateral	Low	-11°	+4°	0°	491-8825	491-8824
*	Lateral	Std/Low	-6°	+4°	0°	491-8827	491-8826
	Lateral	Std.	-3°	+4°	0°	491-8821	491-8820
*	Canino	Low	0°	+5°	0°	491-8833	491-8832
*	Canino con gancho	Low	0°	+5°	0°	491-9833	491-9832
	Canino	Std.	+7°	+5°	0°	491-8831	491-8830
	Canino con gancho	Std.	+7°	+5°	0°	491-9831	491-9830
*	Canino	High	+13°	+5°	0°	491-8835	491-8834
*	Canino con gancho	High	+13°	+5°	0°	491-9835	491-9834
	1er Premolar	Std.	-12°	+4°	0°	491-8841	491-8840
*	1er Premolar - G/O	Std.	-12°	+4°	0°	491-8941	491-8940
	1er Premolar con gancho	Std.	-12°	+4°	0°	491-9841	491-9840
*	1er Premolar con gancho - G/O	Std.	-12°	+4°	0°	491-9941	491-9940
*	1er Premolar - Soldable	Std.	-12°	+4°	0°	161-8841	161-8840
*	1er Premolar	High	-5°	+4°	0°	491-8843	491-8842
*	1er Premolar - G/O	High	-5°	+4°	0°	491-8943	491-8942
*	1er Premolar con gancho	High	-5°	+4°	0°	491-9843	491-9842
*	1er Premolar con gancho - G/O	High	-5°	+4°	0°	491-9943	491-9942
*	1er Premolar - Soldable	High	-5°	+4°	0°	161-8843	161-8842
	2º Premolar		-17°	+4°	0°	491-8851	491-8850
*	2º Premolar - G/O		-17°	+4°	0°	491-8951	491-8950
	2º Premolar con gancho		-17°	+4°	0°	491-9851	491-9850
*	2º Premolar con gancho - G/O		-17°	+4°	0°	491-9951	491-9950
*	2º Premolar - Soldable		-17°	+4°	0°	161-8851	161-8850

* DISPONIBLE EN 2018, PIDA INFORMACIÓN A SU COMERCIAL DE ORMCO.

Brackets Damon™ Q complementarios

MAXILAR		tipo	torq.	ang.	rot.	.022L	.022R
	Central	Low	+2°	+5°	0°	491-6463	491-6462
	Central	High	+22°	+5°	0°	491-6467	491-6466
	Lateral	Low	-5°	+9°	0°	491-6473	491-6472
	Lateral	High	+13°	+9°	0°	491-6475	491-6474
	Canino	Low	-9°	+5°	0°	491-6483	491-6482
	Canino con gancho	Low	-9°	+5°	0°	491-7683	491-7682
	Canino	High	+11°	+5°	0°	491-6485	491-6484
	Canino con gancho	High	+11°	+5°	0°	491-7685	491-7684
MANDIBULAR		tipo	torq.	ang.	rot.	.022L	.022R
	Central	Low	-11°	+2°	0°	491-6415	491-6414
	Lateral	Low	-11°	+4°	0°	491-6425	491-6424
	Canino	Low	0°	+5°	0°	491-6433	491-6432
	Canino con gancho	Low	0°	+5°	0°	491-7633	491-7632
	Canino	High	+13°	+5°	0°	491-6435	491-6434
	Canino con gancho	High	+13°	+5°	0°	491-7635	491-7634
	1er Premolar	High	-5°	+4°	0°	491-6443	491-6442
	1er Premolar - G/O	High	-5°	+4°	0°	491-7643	491-7642
	1er Premolar con gancho	High	-5°	+4°	0°	491-6543	491-6542
	1er Premolar con gancho - G/O	High	-5°	+4°	0°	491-7743	491-7742
	1er Premolar - Soldable	High	-5°	+4°	0°	161-8443	161-8442

Kit para un sólo paciente Damon™ Q2

*	5-5 U/L Kit para un sólo paciente Damon™ Q2: Standard Torque	740-1410
*	5-5 U/L Kit para un sólo paciente Damon™ Q2: U2-2 Low Torque	740-1411
*	5-5 U/L Kit para un sólo paciente Damon™ Q2: U3-3 High Torque, L2-2 Low Torque	740-1412
*	7-7 U/L Kit para un sólo paciente Damon™ Q2: Standard Torque, SnapLink™ & Titanium Tubes	740-1413
*	7-7 U/L Kit para un sólo paciente Damon™ Q2: U2-2 Low Torque, SnapLink™ & Titanium Tubes	740-1414
*	7-7 U/L Kit para un sólo paciente Damon™ Q2: U3-3 High Torque, L2-2 Low Torque, SnapLink™ & Titanium Tubes	740-1415

Productos Auxiliares Damon™ Q2

*	Ganchos removibles Damon™ Q2 (5-5 sup/inf), en paquetes de 30	242-0037
	Ganchos Removibles Damon™ Q (5-5 sup/inf), en paquetes de 30 (También para Damon™ Q2)	242-0114
	Instrumento de Apertura SpinTek™ †	866-4014
	Instrumento de Apertura /Cierre SpinTek™ †	866-4016
	Instrumento para Descementar/Reposicionar brackets Damon™ Q y Damon™ Q2	866-4008
	Alicate para Arcos Utility	803-0520
	Caja Quad Caddy	070-0674
	Kit de jeringa de adhesivo Grēngloo™ Bidireccional Cambio de Color	740-0320
	Kit monodosis adhesivo Grēngloo™	740-0322

†Para usar con tubos Damon™ Q, Damon™ Q2, Damon™ Clear, Damon™ Clear2, y SnapLink™.

Damon™ Q2 ofrece un sistema completo e intercambiable de brackets metálicos y estéticos que se pueden combinar con los brackets **Damon™ Q**, **Damon™ Clear2**, los tubos molares **SnapLink™**, los tubos mini para molares **Accent™**, y los tubos para molares **Titanium**.



Tubos Molares

MAXILAR	torq.	ang.	rot.	.022L	.022R
1st Molar - SnapLink™ Tube	-18°	0°	+12°	438-2161	438-2160
1st Molar - SL Buccal Tube	-18°	0°	+12°	438-2103	438-2104
1st Molar - SL Buccal Tube - Weldable	-18°	0°	+12°	513-1243	513-1244
1st Molar - Accent™ Mini Tube	-18°	0°	+12°	513-0163	513-0162
2nd Molar - Accent™ Mini Tube	-27°	0°	+6°	513-0171	513-0170
2nd Molar - Titanium Tube	-27°	0°	+6°	449-1203	449-0203
2nd Molar - Damon™ Tube (Stainless Steel)	-27°	0°	+10°	438-2105	438-2106
MANDIBULAR	torq.	ang.	rot.	.022L	.022R
1st Molar - SnapLink™ Tube	-28°	+2°	+2°	438-2191	438-2190
1st Molar - SL Buccal Tube	-28°	+2°	+2°	438-2101	438-2102
1st Molar - SL Buccal Tube - Weldable	-28°	+2°	+2°	513-1241	513-1242
1st Molar - Accent™ Mini Tube	-28°	0°	+10°	513-0165	513-0164
2nd Molar - Accent™ Mini Tube	-10°	0°	0°	513-0173	513-0172
2nd Molar - Titanium Tube	-10°	0°	+5°	449-2127	449-2027

Identificación de los Brackets

En la aleta de cada bracket hay una marca a color de identificación. Además, en la ranura de inserción Spintek hay una marca de identificación (Sistema Internacional ISO).



Identificación de los Valores de Torque

Verde: Torque Bajo **Azul:** Torque estándar **Rojo:** Torque alto
Plantillas de posicionamiento con código de colores **Damon™ Q**.
Todos los brackets Damon™ - Marcas en la base de la ranura, más (+) = torque alto, menos (-) = torque bajo.

Material Educativo y de Marketing

Tipodontos y Modelos para la Consulta

Modelo para la Consulta Damon™ Q2 14X	717-0126
Tipodonto para la Consulta Damon™ Q2	717-0116

Folleto y Expositores

Folleto para Pacientes Damon™ (paquetes de 40) - inglés	070-5117
Expositores Damon™ (portafolletos) - inglés	070-5469

Presentaciones y Material Gráfico

Album de fotos de ortodoncia Damon™ (de espiral)	070-5461
--	----------

Presentaciones y Material Gráfico

Programa de Marketing en tres pasos Damon™, del Dr. Tom Barron
—visite marketing.ormco.com

CD Damon™ para Higienistas Dentales Referidores (también en marketing.ormco.com)	070-5380
--	----------

Página Web para Consumidores/Pacientes con Localizador de Doctores

damonbraces.com - Contacte con su comercial de Ormco para incorporar su clínica al localizador de doctores. (disponible únicamente en Norte América)

PARA TODOS LOS TIPOS DE FORMACIÓN QUE USTED ELIJA

Desde simposios internacionales hasta webinarios online, el programa variado de formación continua de Ormco le ofrece los más recientes conocimientos clínicos y sobre gestión de la clínica para que tanto usted como sus pacientes puedan beneficiarse de todas las ventajas del Sistema Damon™

- ▶ Simposios internacionales de varios días de duración
- ▶ Congresos Regionales
- ▶ Cursos interactivos en clínica
- ▶ Programas de mentoría
- ▶ Webinarios online
- ▶ Apoyo continuo de los representantes de Ormco



Descárguese la **NUEVA App para móviles con cursos de todo el mundo**

Busque en su App Store **ORMCO EDUCATION**

ACERCA DE ORMCO

Ormco tiene un distinguido historial de más de 50 años de ofrecer a los profesionales de la ortodoncia productos innovadores de alta calidad respaldados por un servicio al cliente atento y un gran apoyo educativo. Estamos comprometidos con nuestros clientes a seguir proporcionándoles los productos y servicios que necesitan y desean —productos que harán que tanto los doctores como sus empleados y sus pacientes vivan la ortodoncia como una gran experiencia.

Visite ormco.com para más información de productos, casos clínicos, procedimientos de tratamiento y eventos de formación.